


多くの「より良い」をサポートするシーティングベースフレーム「ジャイロ」



GYRO EVOLUTION × CHANGE



跳ね上げ式転倒防止用装置



フットブレーキ



高さ調整式手押しハンドル



※写真は
オプション装着車です。
クッション・ベルト類は
ついておりません。



ティルト仕様

NEW GYRO 誕生

レストランでの食事・映画館で映画鑑賞・
ショッピングモールで買い物・公園を散策…
日々流れる時間を
「より快適に心地よく過ごす」をサポートする為に
正常進化と少しの変化を加えて…



ティルト & リクライニング仕様
(エレベータリングは特別オプションです)

快適な乗り心地と高い操作性が、心地よい時間へとシフトする。

座面	座幅	座奥行	背高	足台高	肘掛高	背座両面角	重量
400 430 450	380 420	360～420	900	220～300	300～400	90～115°	20.5kg
シートパイプ上端	シートパイプ外々 (背パイプ内々同寸法)	20mmピッチ (ノブボルト固定)	アーチバー含む (アーチバー高300)	シートパイプ上端 (無段階式)	20mmピッチ (純正オプション時)	5°ピッチ (ティルト仕様)	420幅 (フルオプション時)

※リクライニング可動域：最大約 43°（フレーム設定条件によって変わります）



GYRO EVOLUTION × CHANGE



押し手高・肘掛など
便利な調整機構付き

快適性の高い
独自のラウンド形状バックサポートを採用

取り回し性の良いコンパクト設計で
生活をサポート

座面下の広い空間をラゲッジスペースに

固定フレーム構造による
高い操作性を実現

低い座面高で介助者の負担を軽減

オプション装備



屋外用キャスター



泥除け



アームサポート
(跳ね上げ機構付き)



介助者用ブレーキ

製造元：日進医療器株式会社
本 社：〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL. 0568-21-0635(代表) FAX. 0568-23-2787

企画・開発・販売元：日本ウイール・チェア株式会社
本 社：〒188-0014 東京都西東京市芝久保町2-22-31
TEL. 042-463-1511(代表) FAX. 042-463-3730
MAIL: support@nihon-wheelchairs.co.jp

URL <http://www.nwc-kurumaisu.com>